



MASTITIS-DETEKTOREN

GERÄTE, DIE IN DER TÄGLICHEN PRAXIS EINES KUHZÜCHTERS SOWIE VON ZIEGEN UND SCHAFEN NOTWENDIG SIND.



MASTITIS-DETEKTOREN

Geräte, die in der täglichen Praxis eines Kuhzüchters sowie von Ziegen und Schafen notwendig sind. Ergonomische Modelle, die bei der Abgabe der ersten Milchströme aus jedem Viertel verwendet werden, ermöglichen eine frühzeitige Diagnose der Gesundheit des Euters.




Ideale Ausrüstung zur Überwachung des Zustands des Euters beim hygienischen Melken.

- Ermöglichen Sie den Nachweis einer subklinischen, asymptomatischen Entzündung des Euters
- Unterstützen Sie die tägliche Mastitisprävention
- Verhindern Sie den Mangel (Liquidation) von Kühen aufgrund von Mastitis
- Bereitstellung von Wissen über den Gesundheitszustand von Nutztieren
- Sie ermöglichen es Ihnen, die Produktionseffizienz zu optimieren und eine hohe Milchqualität aufrechtzuerhalten



MD4Q2

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE



Linkes hinteres Viertel: subklinische Entzündung steigendes Erkrankungsrisiko und schließlich fortgeschrittenes Stadium der Erkrankung



MD4X4Q2

Basismodus – für die Dateninterpretation zum Zeitpunkt des Tests, ermöglicht Messungen und Diagnosen vor Ort

Erweiterter Modus – hat alle Funktionen des Basismodus und aktiviert zusätzliche Funktionen des Geräts zusammen mit der Möglichkeit, Anzeigen im Speicher zu speichern und sie zur späteren Interpretation an den Computer zu übertragen

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

- Intuitives Menü
- Großes LED-Display
- Speicher für 250 Tiere und 200.000 Messungen mit Datum und Uhrzeit
- Wasserdicht und leicht zu desinfizieren
- Batteriebetrieben
- 2 Jahre Garantie

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Echtzeituhr
- Auswählen des Anzeigemodus
- Einstellen der Messung (4 oder 2 Zitzen)
- Automatische Abschaltung
- Auswahl der Sprachversion



WIR KONSTRUIEREN, PRODUZIEREN,
VERKAUFEN UND WARTEN




Auswahl der Betriebsart

Stellen Sie Funktionen
von Menüpunkten ein



Computerverbindung

Remote-Software-Upgrade
und Datenübertragung



Einfache Desinfektion

Unter fließendem Wasser
abwaschbar



MEHR SEHEN



DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, Sząbruk

11-036 Gietrzwałd, Polen

 +48 89 675 26 00  agri@draminski.com

www.draminski.de